



Кріопробірка "ВОЛЕС"

Інструкція по використанню

Призначення

Кріопробірка призначені для відбору, транспортування та зберігання малих обсягів (від 0,2 до 7 мл) проб і реакційних сумішей. Щільна герметизація кріопробірки робить її зручною при транспортуванні.

Опис виробу:

Кріопробірки виготовлені з ультрачистого поліпропілену. Кріопробірки мають кришку, що завинчуються, з зовнішньою різьбою; Форма кріопробірок: 1) конічна; 2) циліндрична з круглим дном або з юбкою стійкості. Кріопробірки можуть мати або не мати градування. Об'єм кріопробірок від 1,2 до 5 мл. Кріопробірки можуть бути стерильні, або не стерильні.

Найменування	Колір	Об'єм	Упаковка
Кріопробірка з гвинтовою кришкою "ВОЛЕС" 1,2 мл	безбарвний	1,2 мл	500 шт.
Кріопробірка з гвинтовою кришкою "ВОЛЕС" 1,5 мл	безбарвний	1,5 мл	500 шт.
Кріопробірка з гвинтовою кришкою "ВОЛЕС" 5 мл	безбарвний	5 мл	500 шт.
Кріопробірка з гвинтовою кришкою "ВОЛЕС" 1,8 мл	безбарвний	1,8 мл	500 шт.
Кріопробірка з гвинтовою кришкою "ВОЛЕС" 3,6 мл	безбарвний	3,6 мл	500 шт.
Кріопробірка з гвинтовою кришкою "ВОЛЕС" 5,0 мл	безбарвний	5,0 мл	100 шт.
Кріопробірка з зовнішньою гвинтовою кришкою "ВОЛЕС" 2,0 мл (стерильна)	безбарвний	2,0 мл	100 шт
Кріопробірка з зовнішньою гвинтовою кришкою "ВОЛЕС" 4,5 мл (стерильна)	безбарвний	4,5 мл	100 шт

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності.

Не використовувати не за призначенням

Спосіб використання:

1. Виставити кріопробірки в штатив.
2. За допомогою напівавтоматичної піпетки внести аліквоту аналітичного матеріалу та / або реакційної суміші в кріопробірку.

3. Пробірку закрити і помістити на зберігання, або ж в ній провести реакцію, або розмістити в прилад для проведення вимірювання кількості досліджуваних аналітів в мікрометодах.
4. Всі кріопробірки призначені для одноразового застосування, після використання утилізувати.



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

**Виробник:**

Hangzhou Rollmed Co Ltd.

Room No.301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 Jiangdong Zhonglu Road, 210019

Nanjing, People's Republic Of China

Ганджоу Ролмед Ко., ЛТД

Рум №301-302, Гонгпуджізо Мансйон, 186-1 Джіянгдон Жонглю роад 210019

Наньїнг, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду

02.12.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.