



Пробірка конічна "ВОЛЕС" 13x75 мм, ПС

Інструкція по використанню

Призначення

Пробірки лабораторні призначені для проведення пробопідготовки: розведення проб, центрифугування, титрування тощо. Можуть використовуватися як вторинна пробірка при роботі з автоматичними аналізаторами і в ручних методах досліджень. Пробірки полімерні, одноразового застосування.

Опис виробу:

Центрифужна пробірка виготовлена з полістиролу. Пробірки представляють собою вироби циліндричної або конічної форми, у яких діаметр набагато менше висоти. Круглодонні циліндричні пробірки є аналітичними, конічні пробірки - центрифужні. Пробірки можуть мати градувальні кільця або градування (графічну або рельєфну).

№ п/п	Найменування виробу	Об'єм, мл
1	Пробірка конічна "ВОЛЕС" 13x75 мм, ПС	5

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням

Використання:

1. Вибрати пробірку, відповідно необхідного типу дослідження.
2. Помістити досліджуваний матеріал всередину пробірки, далі використовувати пробірку відповідно до поставлених завдань.
3. При використанні як ємність для зберігання або транспортування зразка. Слід закрити пробірку пробкою або кришкою для запобігання втрати зразка.
На аналітичному етапі дослідження пробірку використовують для проведення пробопідготовки, постановки реакції або безпосереднього вимірювання в аналізаторі як ємність зручної форми для візуалізації протікання реакцій і процесів.
4. Після закінчення роботи пробірку необхідно утилізувати.





Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Виробник:



Hangzhou Rollmed Co Ltd.

Room No.301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 Jiangdong Zhonglu Road, 210019

Nanjing, People's Republic Of China

Ганджоу Ролмед Ко., ЛТД

Рум №301-302, Гонгпуджізо Мансїон, 186-1 Джіянґдон Жонґлю роад 210019

Наньїнг, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду

02.12.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.