



UA.TR.099

Шпатель отоларингологічний "ВОЛЕС" дерев'яний шліфований 150x18x1,6 мм одноразового використання стерильний

Інструкція по використанню

Призначення:

Шпатель одноразового використання – призначений для огляду ротової порожнини при отоларингологічному обстеженні. Також використовуються для взяття зразків зі слизової оболонки ротової порожнини, нанесення мазей, кремів і бальзамів.

Опис виробу:

Шпатель є медичним виробом, що виготовлений з дерева.

Шпатель не має запаху, поверхня відшліфована та відполірована з обох сторін, краї закруглені і оброблені.

Шпатель стерильний та має індивідуальну упаковку.

Розміри: 150x18x1,6 мм

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:


Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням.

Спосіб використання:

1. Перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.
2. Обробіть руки антисептиком та надягніть рукавички.
3. Розкрийте упаковку, в зазначеному місці, дістаньте виріб.
4. Використайте за призначенням.
5. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

04120, Україна, м.Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1
тел: +38 (044) 581-11-42, +38 (044) 581-11-43
www.steklopribor.com



Виробник:

JIANGSU YADA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

Xinqiao Road, Touqiao Town, Guangling District, Yangzhou, 225109 Jiangsu, China

ДЖІАНГСУ ЯДА ТЕЧНОЛОГІ ГРОУП КО.,ЛТД

Ксінкiao Рoad, Тоукiao Тоун, Гуанглінг Дістрікт, Янгжоу, 225109 Джіангсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «Торговий Дім «Віктер Плюс»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Тел.: (044) 581-11-38.

e-mail: sale@voles.com.ua, сайт: voles.com.ua

Дата останнього перегляду
02.01.2018

Директор
ТОВ «ТД «Віктер Плюс»



Лозінська О. М.