

# JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

No.56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China



UA.TR.099

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

### Щіточка ендоцервікальна «ВОЛЕС» тип В, одноразового використання стерильна

|  Партія |  Дата виробництва   |  Термін придатності                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20210722                                                                                 | 2021-07                                                                                              | 2026-07                                                                                                                                                                     |
| Довжина виробу                                                                           | 20 см                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
| Ширина голівки                                                                           | 1,8-2,0 см                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
| Довжина робочої частини голівки                                                          | 2,5 см                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | Центральна частина виступає на 8 мм та має шорстку поверхню для забору достатньої кількості епітелію |                                                                                                                                                                             |
| Матеріал ручки                                                                           | PP                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| Матеріал щіточки                                                                         | PE                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| Стерильність                                                                             | Так                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| Метод стерилізації                                                                       | Етилен оксид                                                                                         |   |
| Індивідуальна упаковка                                                                   | Так                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |

#### Умовні позначки

|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Зберігати в сухому місці                      |
|  | Для одноразового застосування                 |
|  | Ознайомтеся з інструкцією перед застосуванням |

#### Виробник:

**JIANGSU KANGJIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.**

No. 56 Changzheng Road, Dongshu village, Zhenglu Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213111, China

**ДЖІАНГСУ КАНДЖІН МЕДІКАЛ ІНСТРУМЕНТ КО., ЛТД.**

№56 Чангженг Род, Донгшу віллаге, Женглу Тоун, Вуджін Дістрікт, Чангжоу Сіті, Джіангсу Провінс, 213111, Китай

#### Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛА МЕД»

04210, Україна, м. Київ,

проспект Героїв Сталінграду, 2-Г, корп.1

