



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

За запитом української компанії ТОВ «ЛА МЕД», даним листом ми підтверджуємо, що наша продукція була виготовлена відповідно стандартів якості країни Покупця.

Артикул	Найменування		LOT	Дата виробництва
504736	Ємність для збору сечі “ВОЛЕС” 60 (ml) мл стерильна з системою аспірації для вакуумних пробірок, в індивідуальній упаковці	2029-05	240525	2024-05

Матеріал смності	пластик (поліпропілен)
Матеріал кришки	поліетилен
Призначення	для in vitro діагностики
Загальні характеристики	Фізіологічно нешкідливі. Для одноразового використання
Ділення	так/до 60мл
Пакування	індивідуально запакована; 400 шт в гофро ящику

Ємкості для сечі використовуються для вакуумного збору зразків сечі.

Виготовлено під знаком СЕ – відповідно до директиви 98/79/ЕС

Виробник та товар відповідають всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001.

🏠 Продавець/виробник: Medikal Oluşum San. Ve Tic. Ltd. Şti. Dağyaka Mahallesi 2038. Cadde Selpa Sanayi Sitesi, No:4 Blok: 20/2, Kahramankazan/Ankara, TURKEY, 6980 Медікал Олушум Сан. Ве Тік. Лтд. Сті. Дагяка Махаллесі 2038. Кадде Селпа Санаиі Сітесі №:4 Блок: 20/2 Кахраманказан/Анкара, ТУРЕЧЧИНА, 6980	Уповноважений представник виробника в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІА МЕД», Україна, 04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 21Г, корпус 1
--	---

MEDİKAL OLUŞUM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Dağyaka Mah.2038. Cad. No:29/7 Kahramankazan/ANKARA
 Tel: (+90) 312 395 23 98 - Fax: (+90) 312 395 23 87
 Kahramankazan V.D.6/31032 2329 Ticaret Sicil No. 166286
 Mersis No: 0613 0322 3290 0010

