

Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd

ADD: No.309 Xigu Road, Xiangshan County, 315700 Ningbo City, Zhejiang Province, People's republic of China




UA.TR.099

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Трубка ендотрахеальна «ВОЛЕС» з манжетою

Партія	Дата виробництва	Термін придатності
		
010724	2024-07	2029-06
Розмір	7	
Кольорове кодування	блакитний	
Внут. d, мм	7,0	
Зовн. d, мм	9,3	
Довжина, мм	310	
Рентгено-контрастна смуга (РКП)	так	
Стерильність	так	
Індивідуальна упаковка	так	
Матеріал	прозорий, нетоксичний термопластичний полівінілхлорид	



Виробник:

Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd

ADD: No.309 Xigu Road, Xiangshan County, 315700 Ningbo City, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

宁波康山医疗器械有限公司

NINGBO GREAT MOUNTAIN MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛА МЕД»

04210, Україна, м. Київ,

проспект Героїв Сталінграду, 2-Г, корп.1

杨彬

